

## คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา

ชื่อหุ่น : หุ่นสาธิตการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในโพรงจมูก



รูปที่ 1



รูปที่ 2



รูปที่ 3

### วิธีการใช้งาน

1. เริ่มต้นการใช้งานโดย นำโพรงจมูกวางในตัวหุ่น และนำแผ่นฝาปิดแบบใส / แบบทึบ วางปิดด้านตัดของหุ่น
2. หลังการใช้งานให้ถอดโพรงจมูกออกมาเพื่อทำความสะอาด ก่อนการเก็บรักษา

### การดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งาน
  - 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
  - 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
2. หลังการใช้งาน
  - 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
  - 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
  - 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดฝืนึกให้แน่น
3. ข้อควรระวัง
  - 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
  - 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเบียดของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
  - 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันชำรุดและเสื่อมสภาพ
  - 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้